

PEDALIERA PIEGHEVOLE

Ref. RA-004x



Descrizione

Pedaliera per esercizio fisico o riabilitazione post-traumatica e fisioterapia, indicata per persone con difficoltà motorie agli arti inferiori. Dispositivo pieghevole dotato di manopola per regolare l'intensità della pedalata durante l'esercizio. Piedini in gomma antiscivolo per aumentare la stabilità.

Pedaliera disponibile in due varianti di colore:

Codice prodotto	Colore
RA-004A	Azzurra
RA-004B	Bianca

Destinazione d'uso

Ausilio per riabilitazione o esercizio fisico per persone con problemi agli arti inferiori.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y034899	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	RA-004A RA-004B	1750888/R 1751123/R
Codice Nomenclatore Tariffario	n/d	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2018	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette ad usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Altezza	28 cm (piegata 19 cm)
Larghezza	38 cm (piegata 38 cm)
Lunghezza	44 cm (piegata 27 cm)
Materiale	Struttura in acciaio verniciato. Puntali in gomma antiscivolo.
Peso	2 kg
Portata	70 kg

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente l'usura e la tenuta dei puntali in gomma. In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per maggiori dettagli consultare le istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
RA-004x**	Pedaliera pieghevole	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

**La pedaliera è disponibile in due colori a seconda del codice prodotto scelto.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	21/09/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

