

ROLLATOR NEW ROMA
Ref. RA-150


Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Deambulatore con ruote e struttura pieghevole in acciaio verniciato. Ruote anteriori piroettanti. Ruote posteriori fisse con freni. Sedile rigido. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. Vassoio portaoggetti, cestino metallico e porta bastone.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone con limitate capacità di deambulazione o in fase riabilitativa.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120606	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2210405/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2010	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997DEAMBULAZNV
--------------	----------------------

Codice Ref.	UDI-DI
RA-150	8052679976829

Caratteristiche Tecniche

Struttura	Telaio in acciaio. Seduta in Polipropilene. Ruote in PVC. Impugnature in gomma
Larghezza totale	590 mm
Larghezza seduta	420 mm
Profondità seduta	200 mm
Altezza seduta	610 mm
Altezza impugnature	da 785 a 930 mm
Ruote anteriori	200 x 50 mm
Portata	120 kg
Peso	9,1 kg

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

* In ogni caso attenersi alle istruzioni del manuale d'uso.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**RA-150	Deambulatore rollator Roma New	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	2

** l'imballo da 2 pz è previsto per la vendita ai distributori i quali venderanno al dettaglio il pezzo singolo.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	23/04/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	08/07/2021	Nuova emissione scheda tecnica per aggiornamento normativo
2.1	17/09/2021	Inserimento del SRN fabbricante
2.2	16/02/2022	Nuovo numero BDM per aggiornamento MDR

