

**COPERTURA MORBIDA PER ALZA-WC**
**Ref. RA-200x**

**Descrizione**

Le coperture morbide per alza-WC di altezza 6, 10 e 14 cm senza coperchio, sono un accessorio complementare per rendere più confortevole e accogliente la seduta. Disponibili in tre tonalità di colore, Azzurro, Grigio e Blu.

**Destinazione d'uso**

Ausilio per l'igiene personale pensato per persone con difficoltà motorie.

**Identificazione prodotto**

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y091299	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	RA-200A RA-200G	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021


Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997AUSILIBAGNOS5
--------------	------------------------

Codice Ref.	UDI-DI
RA-200A	8052679977444
RA-200G	8052679977451

## Caratteristiche Tecniche



Peso	330 g
Portata	225 Kg
Altri standard di riferimento	UNI EN 12182

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con acqua, panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con l'unità principale.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
RA-200x*	Copertura morbida per alza-water.	1

\*Nella confezione il modello nel colore prescelto

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	21/10/2021	Nuova emissione scheda tecnica per aggiornamento normativo

