

MONTREAL– Deambulatore Rollatore in alluminio
Ref. RA-215165N

Descrizione

Deambulatore con ruote e struttura pieghevole in alluminio. Ruote anteriori piroettanti. Ruote posteriori fisse con freni di stazionamento. Piano seduta imbottito. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. Cestino portaoggetti metallico posizionato sotto al piano seduta. Poggia-schiena ricoperto con EVA imbottito per un maggiore comfort di utilizzo.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per l'utilizzo da persone con limitate capacità di deambulazione.

Identificazione prodotto

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | Y120606 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | 2210408/R | |
| Identificativo di registrazione EUDAMED | Non ancora rilasciato | |
| Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561 | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745 | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

M4.2-03 Rev. 4 18/03/2021

| | | |
|---|--|--|
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2017 | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. | |
| Fabbricante | INTERMED S.r.l. | |
| SRN Fabbricante | IT-MF-000013039 | |

IDENTIFICAZIONE UDI

| | |
|--------------|----------------------|
| BASIC UDI-DI | 805267997DEAMBULAZNV |
|--------------|----------------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Codice Ref. | UDI-DI |
| RA-215165N | 8052679976737 |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---------------------|--|
| Larghezza totale | 58 cm |
| Lunghezza totale | 63 cm |
| Altezza seduta | 54 cm |
| Larghezza seduta | 44 cm |
| Altezza impugnature | Da 81 a 92 cm |
| Telaio | In alluminio pieghevole |
| Freni | A leva, con funzione di stazionamento |
| Seduta | Rigida imbottita |
| Schienale | Barra amovibile con imbottitura in EVA |
| Ruote | TPR da 6" |
| Cestino | Metallico amovibile |
| Portata | 120 Kg |
| Peso | 6,2 Kg |

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. |
| CONSERVAZIONE | Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |

| | |
|-------------------------|--|
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

* In ogni caso attenersi alle istruzioni del manuale d'uso.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|---|-----------------|
| Deambulatore | Deambulatore con ruote | 1 |
| Cestino | Cestino metallico | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1 |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 0.0 | 10/06/2016 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |
| 1.0 | 26/05/2021 | Nuova emissione scheda tecnica per aggiornamento normativo |
| 1.1 | 17/09/2021 | Inserimento del SRN fabbricante |
| 1.2 | 16/02/2022 | Nuovo numero BDM per aggiornamento MDR |

