

## RehaReclining carrozzina con schienale reclinabile

**Ref. REHA-REC-xx**



### Descrizione

RehaReclining carrozzina in alluminio pieghevole con schienale reclinabile regolabile a cremagliera e barra stabilizzatrice. Braccioli ribaltabili, pedane elevabili regolabili in lunghezza, con poggia gambe regolabili in profondità. Freni di stazionamento a leva per le ruote posteriori da 24" in PU pieno ad estrazione rapida, ruote anteriori da 6" in PU pieno.

### Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

### Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	REHA-REC-XX REHA-REC-A01	Y122106 Y122499
Identificativo di Registrazione BD/RDM	REHA-REC-39 REHA-REC-42 REHA-REC-45 REHA-REC-48 REHA-REC-51 REHA-REC-A01	2284332/R 2284340/R 2284342/R 2284343/R 2284345/R 2284350/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2022	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

## IDENTIFICAZIONE UDI

<b>BASIC UDI-DI</b>	805267997CARROZZINE25
---------------------	-----------------------

Codice Ref.	UDI-DI
REHA-REC-39	8052679979370
REHA-REC-42	8052679979387
REHA-REC-45	8052679979394
REHA-REC-48	8052679979400
REHA-REC-51	8052679979417
REHA-REC-A01	8052679979424

## Caratteristiche Tecniche

REHA-REC-	39	42	45	48	51
Larghezza seduta	39 cm	42 cm	45 cm	48 cm	51 cm
Profondità seduta	42 cm				
Larghezza totale	60,5 cm	63,5 cm	66,5 cm	69,5 cm	72,5 cm
Lunghezza totale	105 cm				
Altezza seduta dal suolo	50 cm				
Altezza schienale	44 cm				
Inclinazione schienale	90°-130°	90°-130°	90°-130°	90°-130°	90°-130°
Altezza braccioli	22 cm				
Diametro ruote posteriori	24"	24"	24"	24"	24"
Diametro ruote anteriori	6"	6"	6"	6"	6"
Peso	16,9 Kg	17 Kg	17,1 Kg	17,2 Kg	17,3 Kg
Portata	125 Kg				

## Caratteristiche tecniche

Materiali	Telaio Schienale e seduta Ruote posteriori Forcella per ruote anteriori Imbottitura Braccioli Sistema frenante Mancorrenti	Alluminio verniciato Nylon (a richiesta autoestinguenti) Poliuretano Alluminio PU Acciaio Alluminio
Ruote anteriori	6" con copertone in PU pieno	
Ruote posteriori	24" con copertone in PU pieno	
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale	
Braccioli	Semi-Desk ribaltabili	

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato. In ogni caso attenersi alle istruzioni d'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*REHA-REC xx	Carrozzina con schienale reclinabile	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

\*La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

## Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
REHA-REC-A01	Kit antiribaltamento	2
P-29L	Tavolino fisso con incavo	1
P-25	Seduta WC – per misura 42	1
P-26	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-27	Seduta rigida – per misura 42	1

P-28	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	29/12/2021	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo adeguamento normativo
1.1	27/07/2022	Registrazione in banca dati ministeriale

