

VOYAGER Scooter elettrico da esterni

Ref. SC-800x



Il colore dello scooter sulla foto è puramente indicativo

Descrizione

VOYAGER scooter elettrico con 4 ruote pneumatiche su cerchi in lega da 13" di diametro, dotato di ammortizzatori anteriori e posteriori. Il telaio di grandi dimensioni, ma di facile manovrabilità, lo rende adatto ad un utilizzo in ambienti esterni e per lunghe percorrenze. Un confortevole sedile con poggiatesta, ruotante a 360° e regolabile su guide longitudinali, unito alla regolazione in inclinazione del manubrio, permettono di adattarlo con facilità alle esigenze dell'utente ed ottenere un miglior comfort di guida. Lo schienale è reclinabile ed i braccioli sono ribaltabili e regolabili. Sulla consolle del manubrio sono posizionati, un display a cristalli liquidi dove visionare i vari parametri attivi dello scooter (es. velocità, carica batteria, ecc.) e i pulsanti che permettono di controllare le diverse funzionalità dello scooter, che è dotato di serie, anche di radio e connessione bluetooth. La dotazione comprende: frecce direzionali anteriori e posteriori, una presa per ricaricare le batterie e un caricabatterie, un freno meccanico di stazionamento, due specchietti retrovisori, un baule porta-oggetti posteriore, un bauletto anteriore, fari anteriori e luci posteriori. Le due batterie da 75 Ah cad. offrono una potenza di 950W (con un picco di massima potenza di 1800W) e permettono un'autonomia di 40 km*, con una velocità massima impostabile di 15 km/h. Due i colori disponibili: Blu opaco e Arancione opaco.

***(NB: i dati dell'autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una velocità media).**

Destinazione d'uso

Scooter elettrico indicato per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y122124	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	SC-800A SC-800B	2693988/R 2694030/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2024	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	Tianjin Promoting Medical Technology Co.,Ltd (Cina)	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	Humiss Beratung GmbH, Düsseldorf (Germania)	
Importatore e Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

Codice Ref.	UDI-DI
SC-800A	6975468113163
SC-800B	6975468110100

Caratteristiche Tecniche – Struttura Principale

				
Larghezza seduta 49 cm	Larghezza totale 69 cm	Profondità seduta 46 cm	Distanza ruote 106 cm	Lunghezza totale 150 cm

				
Altezza schienale 67 cm incluso poggia-testa	Alt. seduta- pedana 43 a 50 cm	Altezza sedile-suolo 60 a 67 cm	Altezza totale 111 cm incluso poggia-testa	Portata max 150 kg

Altezza pedana dal suolo	15 cm
Ruote anteriori pneumatiche [Diametro] x [Largh]	13"x 4" (33 x 10 cm)
Ruote posteriori pneumatiche [Diametro] x [Largh]	13"x 4" (33 x 10 cm)
Peso dello scooter	131 kg (batterie incluse)
Velocità massima	15 km/h
Autonomia	40 km
Raggio di sterzata	2, m
Pendenza massima superabile	12°
Luce anteriore	DC24V, Led 18w
Centralina	PG 120A
Sistema frenante	Elettromagnetico (CT EMB -10.5Nm)
Potenza motore	950 W (picco di massima potenza 1800 W)

Caratteristiche Tecniche - Alimentazione

Caricabatterie	24V-6A
Fusibile	10A
Fusibile batteria	100A
Batteria	n. 2 x 12V, 75Ah Tipo Piombo

Immagini dettagli prodotto



Manubrio, cruscotto e specchietti



Sedile

Accessori opzionali/ricambi

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ CONFEZIONE /
SC-A701	Porta bombola	1
SC-A702	Capottina	1
SC-A703	Porta stampelle	1
SC-A704	Baule posteriore piccolo	1
SC-A705	Baule posteriore grande	1
SC-A706	Porta deambulatore	1
SC-A707	Parabrezza	1
SC-A708	Cestino posteriore	1
SC-A709	Porta rollator posteriore	1
SC-A710	Sacca nylon posteriore	1
SC-A711	Porta bastone posteriore	1
SC-A712	Telo protezione copri-scooter	1
SC-R702	Adattatore attacco accessori post.	1

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del dispositivo e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**SC-800x	Scooter elettrico VOYAGER	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

**Codice articolo variante a seconda del colore scelto per lo scooter.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2024	Prima emissione della scheda tecnica secondo nuovo Regolamento MDR
1.1	11/03/2026	Inserimento tabella accessori

CE