

**REGGIBRACCIO
CON FASCIA A CINTURA**

Misura	Codice
S	TB-002S
M	TB-002M
L	TB-002L
XL	TB-002XL

**Indicazioni**

- Immobilizzazione in caso di fratture clavicolari.
- Immobilizzazione in fase di cure post-operatorie.
- Immobilizzazione antalgica.

Descrizione

- Culla sagomata per l'alloggiamento dell'avambraccio.
- Fascia imbottita di supporto regolabile con sistema di chiusura a velcro.
- Fascia di immobilizzazione addominale con sistema di chiusura a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del reggibraccio devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del reggibraccio e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del reggibraccio.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del reggibraccio su altri pazienti.



SCHEDA TECNICA

Rev 00

Luglio 2013

REGGIBRACCIO CON FASCIA A CINTURA

Materiali componenti

Culla	Cotone
Tessuto interno fasce	Cotone 80%, Poliammide 20%
Tessuto esterno fasce	Poliammide
Imbottitura fasce	Poliuretano

Dati tecnici

Modello	Dimensioni culla	Lunghezza fascia addominale
TB-002S	32 x 15 cm	87 cm
TB-002M	36 x 18 cm	94 cm
TB-002L	43 x 21 cm	101 cm
TB-002XL	49 x 23 cm	108 cm

Modalità di lavaggio



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore

INTERMED srl

Codice CND

Y060624

N. Repertorio

TB-002S

TB-002M

TB-002L

TB-002XL

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE