


## **BILANCIA DIGITALE DA TERRA**

**Ref. UC-502**



### **Descrizione**

Bilancia digitale pesapersona indicata per un uso privato al proprio domicilio. Grazie alle sue dimensioni compatte ed extra piatte, si presta ad un facile utilizzo. Un display di grandi dimensioni, facilita la lettura del peso rilevato. L'accensione avviene con un semplice tocco della pedana e lo spegnimento è automatico, circa 6 secondi dopo l'utilizzo.

### **Destinazione d'uso**

Bilancia digitale pesapersona, per uso privato

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Codice CND	n/a	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	n/a	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Compatibilità elettromagnetica	Direttiva 2004/108/CE	
Anno immissione in commercio	2017	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	A&D Company, Limited	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	Emergo B.V. - Olanda	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Dimensione	300 x 300 x 29,6 mm
Materiale	Vetro resistente
Peso	1,51 Kg
Portata	180 Kg
Unità di misura	Kg / lb
Divisione	0,1 KG/ 0,2 lb
Precisione	0-50Kg: +/- 0,4 Kg    50-100 Kg: +/- 0,5 Kg 100- 150 Kg: +/- 0,6 Kg    150-180 Kg: +/- 0,7 Kg
Display	Digitale LCD, da 63 x 30 mm
Funzioni	Tara, accensione al tatto, spegnimento automatico
Alimentazione	3V ( 1 pila bottone CR2032 )
Dimensioni della confezione	320 x 320 x 45 mm

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.	
CONSERVAZIONE	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.	
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per la pulizia, utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo né schiumoso.	
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.	

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
UC-502	Bilancia digitale da terra	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	03/08/2020	Aggiornamento dell'EC-REP

