

## **VALLETTA- Carrozzina da trasporto pieghevole in alluminio** **Ref. VALLETTA-N**



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

### **Descrizione**

Carrozzina da trasporto in alluminio con telaio pieghevole a crociera e schienale abbattibile, per ridurre gli ingombri. Dotata di braccioli ribaltabili rivestiti in materiale plastico, poggia piedi singolo ribaltabile con fascia poggia polpacci, freni per accompagnatore sulle manopole di spinta e due maniglie per il trasporto piegata.





### **Destinazione d'uso**

Carrozzina per il trasporto assistito di persone con difficoltà motorie.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122103	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1857646/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	nd	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Larghezza seduta	Altezza seduta	Altezza totale	Lunghezza totale	Larghezza a totale	Ingombro piegata	Portata	Peso
							
36 cm	47,5 cm	89 cm	94,5 cm	45 cm	56 x 28 x 59 cm	100 Kg	8,5 Kg

Diametro ruote	Posteriori 8" Anteriori 5"
Materiali	Telaio in alluminio Poggia-braccio alluminio rivestito in PU Seduta e schienale in Nylon imbottito Ruotini anteriori in PU pieno Ruote posteriori in PU pieno
Colore	Tele a quadri blu/bianco

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide né spugne abrasive. Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente. Per le modalità di manutenzione e pulizia leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
VALLETTA-N	Carrozzina da trasporto con telaio pieghevole.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

## Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	26/08/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

