

## **TAPPETO PER VASCA**

***Ref. AB-208***



### **Descrizione**

Tappeto da vasca, in morbido materiale antibatterico e antimuffa.

### **Destinazione d'uso**

Ausilio per la cura e l'igiene personale destinato alla prevenzione di cadute per scivolamento nella vasca.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.


INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158  
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione  
certificato: UNI EN ISO 9001:2008  
UNI CEI EN ISO 13485:2012

## Identificazione prodotto

|                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dispositivo Medico                                                        | <input type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> NO  |
| Codice CND                                                                | nd                                                                                                                                                                        |                                         |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM                                    | nd                                                                                                                                                                        |                                         |
| Codice Nomenclatore Tariffario                                            | n/d                                                                                                                                                                       |                                         |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> NO             |
| Classe del dispositivo medico                                             | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III |                                         |
| Marcatura CE                                                              | <input type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> NO             |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante                               | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> NO             |
| Ente Certificatore                                                        | <input type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> NO  |
| Sterile                                                                   | <input type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Latex Free                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> NO             |
| Anno immissione in commercio                                              | 2016                                                                                                                                                                      |                                         |
| Garanzia                                                                  | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura                                                                                           |                                         |
| Fabbricante                                                               | INTERMED S.r.l.                                                                                                                                                           |                                         |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP                                 | n/a                                                                                                                                                                       |                                         |
| Distributore                                                              | INTERMED S.r.l.                                                                                                                                                           |                                         |

## Ingombri



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Caratteristiche Tecniche

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Dimensioni | 35 x 70 cm                              |
| Materiale  | Antibatterico, antimicotico e antimuffa |
| Peso       | 0,9 kg                                  |
| Portata    | 120 kg                                  |

## Informazioni utili

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.                                       |
| CONSERVAZIONE                  | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari                                       |
| MANUTENZIONE E PULIZIA         | Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO        | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.                               |

## Contenuto della confezione

| COMPONENTE    | DESCRIZIONE                                         | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| AB-208        | Tappeto per vasca                                   | 1               |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1               |

## Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA       | MODIFICA                                                          |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.0  | 30/06/2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |