


BASTONI IN LEGNO

Ref. AD-34x – AD-35



Descrizione

AD-34B Bastone Kent con fascia in alluminio Blu

AD-34V Bastone Kent con fascia in alluminio Verde

AD-35 Bastone Derby

Lunghezza +/- 91 cm.

Destinazione d'uso

Bastone in legno da passeggio.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Codice CND	n/a	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	n/a	
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2010	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

Caratteristiche Tecniche

Forma dell'impugnatura	a T
Lunghezza del bastone	Circa 91 cm
Materiali	- Bastone in legno - Anello metallico - Puntale in gomma
Portata massima	100 kg

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Prestare attenzione all'impiego del bastone su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**AD-3x	Bastone in legno	1

**La confezione contiene un bastone del modello scelto secondo il relativo codice prodotto richiesto

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	16/03/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.