

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE A DUE BARRE *Ref. AD-N46*



Nella foto il dispositivo in configurazione standard

Descrizione

Deambulatore pieghevole con struttura in alluminio, due barre stabilizzatrici orizzontali in acciaio e quattro punti di appoggio al terreno.

L'apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.

Due impugnature in gomma garantiscono una presa adeguata e sicura alla struttura.

Possibilità di regolazione dell'altezza.

Le quattro gambe sono dotate di puntali in gomma antiscivolo che costituiscono una sicura base di appoggio durante l'utilizzo.

Il deambulatore può essere dotato di componenti opzionali quali ruote fisse o piroettanti e sistema autobloccante.

Destinazione d'uso

Ausilio per la deambulazione.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120603	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1855331/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	12.06.03.003 – 12.06.09.109 – 12.06.09.130 – 12.06.09.127	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Area di appoggio	52,7 x 52,4 cm
Materiali	Struttura principale: Alluminio anodizzato Barre stabilizzatrici: Acciaio Impugnatura: Poliuretano Puntali: Gomma antiscivolo
Peso	2,7 kg
Regolazione in altezza	Da 80,6 a 90,4 cm
Portata massima	136 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Componenti opzionali/ricambi

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-R3	Gambe per deambulatore con ruote fisse da 3"	2
AD-RG3	Gambe per deambulatore con ruote piroettanti da 3"	2
AD-R3A	Gambe per deambulatore con ruote da 3" e sistema autobloccante	2
AD-GA	Gambe per deambulatore con sistema autobloccante	2
AD-R5	Gambe per deambulatore con ruote fisse da 5"	2
AD-RG5	Gambe per deambulatore con ruote piroettanti da 5"	2
AD-R5A	Gambe per deambulatore con ruote da 5" e sistema autobloccante	2

Contenuto della confezione

CODICE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-N46	Deambulatore pieghevole	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per maggiori dettagli sulle indicazioni sopra descritte, attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	04/09/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

