

CINTURA PER TRASFERIMENTI

Ref. 24/19/TR-x



Descrizione

Cintura per il trasferimento di pazienti invalidi, dotata di maniglie per una presa in ogni posizione e chiusura a fibbia con pulsante di sicurezza. Indicata per agevolare il trasferimento o durante gli esercizi di deambulazione di pazienti invalidi.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per agevolare il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.



M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y123099	
Identificativo di Registrazione	Ref. 24/19/TR-M Ref. 24/19/TR-L Ref. 24/19/TR-XL	1968779/R 1968782/R 1968783/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Codice Classificazione ISO	nd	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997CARROZZINE25
Codice Ref.	UDI-DI
24/19/TR-L	8052679970780
24/19/TR-M	8052679970797
24/19/TR-XL	8052679970803

Caratteristiche Tecniche

STRUTTURAL	Forma - Dimensioni - Peso	Altezza cm 16
	Ref. 24/19/TR-M	Circonferenza Bacino da 100 a 110 cm
	Ref. 24/19/TR-L	Circonferenza Bacino da 110 a 120 cm
	Ref. 24/19/TR-XL	Circonferenza Bacino da 120 a 130 cm

	Materiali	Tessuto esterno:100% Poliestere 100% Nylon Interno: Poliestere/Nylon Nastro: 100% Polipropilene Velcro: 100% Poliestere Fibbia: 100% Acetalica Maniglie di presa: Poliestere/Nylon
	Lavaggio	60° con detersivo neutro/Centrifuga ridotta/no stiro
	Colore	Nero
	Portata	130 Kg

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Lavabile in lavatrice a max. 60°C con detersivi neutri. Non candeggiare. Non stirare. Non centrifugare.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*24/19/TR-x	Cintura per trasferimenti	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

*all'interno della confezione ci sarà la cintura nella misura richiesta

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
ND	ND	

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	09/09/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.0	29/06/2020	Aggiornamento informazioni d'uso e immagini
2.0	26/04/2022	Aggiornamento MDR

