

CIAMBELLE GONFIABILI IN GOMMA ROSSA

Ref. CN-100.5xx



Descrizione

Cuscino gonfiabile in gomma rossa con forma ad anello per dare conforto e sostegno alla superficie di appoggio dell'utente, soprattutto dopo un intervento chirurgico o in determinate condizioni mediche.

Valvola in rame e tappo in plastica. Pompetta per il gonfiaggio.

Il dispositivo contiene lattice.

Destinazione d'uso

La ciambella indicata per la posizione seduta di utenti che necessitano di alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni. Il dispositivo è destinato a soggetti adulti.

Identificazione prodotto

| | | |
|---|--|---|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | V0803 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | Ref. CN-100.553 | 1525765 |
| | Ref. CN-100.554 | 1525768 |
| | Ref. CN-100.549 | 1525771 |
| | Ref. CN-100.555 | 1525778 |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore MDD | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Latex Free | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2002 | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. | |
| Fabbricante | For.Me.Sa. S.r.l. | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |

Caratteristiche Tecniche

| Codice Ref. | CN-100.553 | CN-100.554 | CN-100.549 | CN-100.555 |
|------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Diametro ciambella (sgonfia) | Ø 35 cm | Ø 40 cm | Ø 43 cm | Ø 45 cm |
| Peso | 450 g | 520 g | 550 g | 600 g |
| Spessore ciambella (sgonfia) | 1,4 mm | | | |
| Dimensione valvola | 0,6 x 0,6 x 4,1 cm | | | |
| Materiali | Ciambella in gomma naturale. Valvola in rame. Tappo in plastica. | | | |
| Sistema di gonfiaggio | Manuale, mediante pompetta. | | | |
| Portata massima | 130 kg | | | |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Il dispositivo contiene lattice.  Gonfiare la ciambella esclusivamente con aria prima dell'uso. Non utilizzare su cute lesa. |
| CONSERVAZIONE | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Non aprire il tappo durante le operazioni di pulizia. La superficie esterna può essere pulita con acqua tiepida e un detergente neutro non aggressivo. Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|--|-----------------|
| CN-100.5xx** | Ciambella gonfiabile in gomma rossa, con pompetta. | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo. | 1 |

**Codice variante a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|-------------|-----------------|
| nd | nd | nd |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 0.3 | 26/02/2019 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |

