

## SACCHE URINA STANDARD DA LETTO, SENZA SCARICO

**Ref. INC-6180xx**



Immagine indicativa del prodotto.

### Descrizione

Sacca standard da 2 litri per la raccolta delle urine, senza scarico.

Sacca da letto con tubo di connessione e raccordo universale.

Scala graduata con divisione 100 ml.

Realizzata in PVC atossico di grado medicale e biocompatibile.

Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti.

Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.

### Destinazione d'uso

Sacca per la raccolta delle urine da pazienti, non sterile, monouso, per applicazione da letto.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	A06030301	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1140478/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2007 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	CONVATEC Ltd - UK	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Materiale	PVC atossico di grado medicale e biocompatibile
Volume	2 litri
Graduazione	100 ml
Lunghezza tubo di connessione	90 cm
Diametro tubo interno/esterno	5,2/6,5 mm
Raccordo di connessione	Universale
Rubinetto di scarico	Non presente

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Non mettere il prodotto in contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. Prodotto monouso, non sterile.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

MANUTENZIONE E PULIZIA	Per garantire l'efficienza del dispositivo e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli sullo stato di tutti i componenti prima dell'utilizzo.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Da smaltirsi come rifiuto ospedaliero.

## Contenuto della confezione INC-6180xx\*\*

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
INC-618000	Sacche urina standard da letto, senza scarico, lunghezza tubo 90 cm. Confezionamento in bulk.	250
INC-618010	Sacche urina standard da letto, senza scarico, lunghezza tubo 90 cm. Possibilità di imballo multiplo.	10
INC-618030	Sacche urina standard da letto, senza scarico, lunghezza tubo 90 cm. Possibilità di imballo multiplo.	30

\*\*La confezione contiene una tipologia di sacche a seconda del codice variante scelto.

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	05/10/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

