

## FONENDOSCOPIO PER ADULTI TOP

**Ref. LF-320-X**



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

### Descrizione

Fonendoscopio per adulti con durevole testina piatta in lega di zinco, con anello anti-freddo. Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroidi ed ibridi per misurare la pressione arteriosa.

Realizzato con materiali privi di lattice.

Sistema a 2 tubi in 1 con molla interna alla forcina.

Archetto auricolare in zinco cromato.

Olive auricolari morbide ad avviamento.

Disponibile nei colori come indicato in tabella:

| Codice prodotto | Colore   |
|-----------------|----------|
| LF-320-B        | Blu      |
| LF-320-BX       | Borgogna |
| LF-320-N        | Nero     |

### Destinazione d'uso

Fonendoscopio per l'auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano e per la misurazione della pressione arteriosa, in combinazione con sfigmomanometri ad aneroidi e "ibridi", in ambito medico ospedaliero e privato.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158  
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione  
qualità aziendale certificato:  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

## Identificazione prodotto

|   |  |  |
|---|--|--|
| Dispositivo Medico  | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |
| Codice CND  | C9005  |  |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM                          | 317917/R   |  |
| Conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE (s.m.i. 2007/47/CE) | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |
| Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE                       | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III |  |
| Marcatura CE  | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante                     | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |
| Ente Certificatore  | <input type="checkbox"/> SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile   | <input type="checkbox"/> SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free  | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |
| Garanzia  | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.   |  |
| Fabbricante   | INTERMED S.r.l.  |  |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP                       | n/a  |  |
| Distributore  | INTERMED S.r.l.  |  |

## Caratteristiche tecniche

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Materiali                     | Testina<br>Archetto auricolare<br>Lira<br>Membrana            | Alluminio<br>Zinco cromato<br>PVC<br>PVC |
| Diametro membrana             | 48 mm   |  |
| Altezza                       | 30, 3 mm  |  |
| Lunghezza lira senza archetto | 55 cm   |  |
| Condizioni di utilizzo        | Temperatura da +10°C a +40°C<br>Umidità relativa da 30% a 85% |  |
| Condizioni di stoccaggio      | Temperatura da -20°C a +60°C<br>Umidità relativa da 10% a 95% |  |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158  
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione  
qualità aziendale certificato:  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

## Informazioni utili\*

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.   |
| CONSERVAZIONE                  | Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco.<br>Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e alla polvere.<br>Arrotolare la lira con cautela evitando di formare angoli.  |
| MANUTENZIONE E PULIZIA         | Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.<br>Per la pulizia utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo né schiumoso.<br>L'utilizzo di detergenti e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO        | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.   |

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

| COMPONENTE    | DESCRIZIONE  | PZ/CONFEZIONE |
|---------------|--|---------------|
| LF-320-X      | Fonendoscopio per adulti LF-320 con confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana. Codice prodotto variante secondo il colore scelto. | 1             |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo  | 1             |

## Accessori opzionali

| COMPONENTE | DESCRIZIONE                           | PZ/CONFEZIONE |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| LF-057     | Olive auricolari morbide              | 1 pa          |
| LF-059     | Membrana per fonendoscopio per adulti | 1             |

## Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA       | MODIFICA  |
|------|------------|---|
| 2.0  | 19.03.2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.