

LAMPADINA DIAGNOSTICA

Ref. LM-03x



Descrizione

Lampadina per diagnostica in alluminio con luce a LED e accensione a pressione.

Clip integrata per riporla nel taschino del camice.

Disponibile in diversi colori e varianti secondo i codici elencati in tabella:

| Codice prodotto | Colore |
|-----------------|---------|
| LM-03B | Blu |
| LM-03R | Rosso |
| LM-03G | Grigio |
| LM-03A | Argento |
| LM-03O | Oro |

Destinazione d'uso

Lampadina diagnostica per esaminare superfici cutanee, canale auricolare e nasale.

Identificazione prodotto

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | Z129004 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM: | | |
| LM-03B | 2248364/R | |
| LM-03R | 2248367/R | |
| LM-03G | 2248365/R | |

| | |
|--|--|
| LM-03A LM-030 | 2248363/R 2248366/R |
| Identificativo di registrazione EUDAMED | Non ancora rilasciato |
| Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561 | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745 | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2020 (Intermed) |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. |
| Fabbricante | HONSUN (NANTONG) Co., Ltd |
| SRN Fabbricante | CN-MF-000009428 |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) |
| Importatore | INTERMED S.r.l. |

IDENTIFICAZIONE UDI

| | |
|---------------------|----------------|
| BASIC UDI-DI | 697038425PLTTC |
|---------------------|----------------|

Dati tecnici

| | |
|----------|---------------|
| Misure | 130 x 12 mm |
| Peso | 14,3 g |
| Batterie | 2 da 1,5V AAA |

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. |
| CONSERVAZIONE | Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Pulire con panno leggermente imbevuto di detergente non aggressivo, facendo attenzione a non bagnare eccessivamente il prodotto. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|-----------------------|-----------------|
| *LM-03x | Lampadina diagnostica | 1 |

*nella confezione la lampadina nel colore prescelto

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 1.0 | 01/07/2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |
| 2.0 | 04/05/2022 | Aggiornamento nuovo MDR |
| 2.1 | 16/05/2022 | Aggiornamento informazioni |

