

Rev. 01
Ottobre 2014



Scheda tecnica

Contenitore raccolta diuresi da
2,5 l



Codice	Descrizione
PM-560	Contenitore raccolta diuresi da 2,5 l

Indicazioni	
Produttore	SYNTESYS S.a.s. di Rinaldo R. & C.
CND	Y091299
Repertorio	In fase di registrazione
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Contenitore per urine 24 ore.

Descrizione

Contenitore per raccolta della diuresi in tanica.

Caratteristiche tecniche

Larghezza	120 mm
Lunghezza	120 mm
Altezza	245 mm
Volume	2500 ml
Spessore	Non \leq 1 mm
Resistenza al calore	75°C
Peso	122 gr.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Diametro Tappo	79 mm
Diametro tappino	14,90 mm
Graduazioni	500-1000- 1500-2000- 2500 ml

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Modalità di smaltimento

Ante uso si considera rifiuto non pericoloso: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 08".

Dopo l'uso si considerano rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.