

Rev. 01  
Ottobre 2014



## Scheda tecnica

Contenitore raccolta diuresi 2 litri



Codice	Descrizione
PM-575	Contenitore raccolta diuresi da 2 litri

Indicazioni	
Produttore	SYNTESYS S.a.s. di Rinaldo R. & C.
CND	Y091299
Repertorio	1372901/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

### Indicazioni

Contenitore per urine 24 ore.

### Descrizione

Contenitore per raccolta della diuresi in bottiglia.

### Caratteristiche tecniche

Larghezza	90 mm
Lunghezza	120 mm
Altezza	229 mm
Volume	2000 ml

### INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Spessore	Non $\leq$ 1 mm
Peso	115 gr
Diametro tappo	79 mm
Altezza	15,30 mm
Graduazioni	100-200-300- 400-500-600- 700-800-900- 1000-1100- 1200-1300- 1400-1500- 1600-1700- 1800-1900- 2000 ml

### Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### Modalità di smaltimento

Ante uso si considera rifiuto non pericoloso: CER 18 01 07

“sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 08”.

Dopo l'uso si considerano rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.