

## BIDET DA INSERTO PER ALZA-WATER

**Ref. RA-210150**



### Descrizione

Bidet a vaschetta in polipropilene da inserto con portasapone. Indicato per facilitare l'igiene intima quotidiana. Compatibile con gli alza-water Intermed con fissaggi laterali: RA-210106, RA-210110 e RA-210114.

### Destinazione d'uso

Ausilio per l'igiene personale pensato per persone con difficoltà motorie.


### Identificazione prodotto

|                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dispositivo Medico                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND                                                                | Y091299                                                                                                                                                                              |                             |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM                                    | 97770/R                                                                                                                                                                              |                             |
| Codice Nomenclatore Tariffario                                            | nd                                                                                                                                                                                   |                             |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE                                 | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III |                             |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

|                                             |                                                                                  |                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marcatura CE                                | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                           | <input type="checkbox"/> NO             |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbrikante | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                           | <input type="checkbox"/> NO             |
| Ente Certificatore                          | <input type="checkbox"/> SI                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> NO  |
| Sterile                                     | <input type="checkbox"/> SI                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Latex Free                                  | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                           | <input type="checkbox"/> NO             |
| Anno immissione in commercio                | 2008                                                                             |                                         |
| Garanzia                                    | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. |                                         |
| Fabbrikante                                 | INTERMED S.r.l.                                                                  |                                         |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP   | n/a                                                                              |                                         |
| Distributore                                | INTERMED S.r.l.                                                                  |                                         |

## Caratteristiche Tecniche

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni [cm]               |  |
| Peso                          | 206 g                                                                               |
| Materiali                     | Polipropilene                                                                       |
| Altri standard di riferimento | UNI EN 12182                                                                        |

## Informazioni utili\*

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.         |
| CONSERVAZIONE                  | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.                                                        |
| MANUTENZIONE E PULIZIA         | Pulire con acqua, panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.             |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO        | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con l'unità principale.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE                      | PZ / CONFEZIONE |
|------------|----------------------------------|-----------------|
| RA-210150  | Bidet da inserto per alza-water. | 1               |

## Accessori opzionali

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|-------------|-----------------|
| nd         | nd          | nd              |

## Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA       | MODIFICA                                                          |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.0  | 10/06/2016 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |
| 1.1  | 01/04/2019 | Aggiornamento layout della scheda tecnica.                        |

